

# DENTAL

## September MiYO maand

# smash

aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september 2024



### MiYO Color+ Kit

MiYO Liquid Ceramic is een opalescente en fluorescerende pasta voor het aanbrengen van structuur en individualisering op zirkoniumoxide en lithiumdisilicaat restauraties. MiYO kan gebruikt worden in combinatie met Zircoon, Lithiumdisilicaat, VK-en MK massa's en perskeramiek. De MiYO Color+ Kit omvat het assortiment dat gebruikt kan worden voor de tandmassa.

#### De MiYO Color+ Kit bevat:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 14 potjes à 4 gr. | Translucent massa  |
| 3 potjes à 4 gr.  | Color massa        |
| 3 potjes à 4 gr.  | Mamelon massa      |
| 2 potjes à 4 gr.  | Halo massa         |
| 2 potjes à 4 gr.  | Structure massa    |
| 1 flesje à 25 ml  | Glaze/Stain liquid |
| 1 potje à 4 gr.   | Glaze paste        |



MiYO Color+ Kit  
945,-  
Normaal 990,-



### MiYO Pink Kit


De MiYO Pink Kit omvat het assortiment dat gebruikt kan worden voor de Gingivamassa.

#### De MiYO Pink Kit bevat:

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 3 potjes à 4 gr. | Translucent massa  |
| 8 potjes à 4 gr. | Color massa        |
| 3 potjes à 4 gr. | Structure massa    |
| 1 flesje à 25 ml | Glaze/Stain liquid |
| 1 potje à 4 gr.  | Glaze paste        |



MiYO Pink Kit  
550,-  
Normaal 590,-



### MIYO LIQUID CERAMIC SYSTEM

Het MiYO Liquid Ceramic System, een complete oplossing bestaande uit pasta-achtige keramische materialen, maakt het mogelijk om esthetisch verfijnde restauraties van zirkoniumdioxide en lithiumdisilicaat op een gedetailleerde en levenssechte manier te vervaardigen en om het zeer arbeidsintensieve layeringproces op een eenvoudige manier te reproduceren.

Het MiYO-systeem bestaat uit Color en Structure pasta's:

#### MiYO Color massa's:


Met perfect aangepaste fluorescentie en opaciteit voor het kleurontwerp van een restauratie. Natuurlijke effecten zoals incisale doorschijnendheid, melons, halo's, glazuurscheuren en nog veel meer kunnen snel en eenvoudig worden gecreëerd met de kleuringstechniek.

#### MiYO structuur pasta's:

Over MiYO Color leggen we MiYO Structure. Met MiYO Structure kun je diepte, vitaliteit en textuur creëren die je terugvindt in natuurlijk glazuur en weefsel, in ongekende diktes van 0,1 mm - 0,2 mm. Door de hoge stabiliteit kunnen individuele oppervlaktestructuren gemakkelijk met een penseel in de pasta worden aangebracht.



**nieuw!**



## MiYO Artist Toolkit

Het juiste gereedschap is belangrijk - het maakt uw dagelijkse werk zeker gemakkelijker. De Artist Toolkit is samengesteld door keramisten die dagelijks met het MiYO Liquid Ceramic System werken en precies weten welke gereedschappen nodig zijn om succesvol te zijn. De MiYO Artist Toolkit is alles wat nodig is om de esthetiek te verbeteren, de werktijd te verkorten en het plezier van geweldige resultaten te vergroten. Probeer hem eens!

**De Artist Toolkit bevat:**  
 1 Respect 1 Ceramic Brush  
 1 CT Structure Brush  
 1 Ceramic Brush Contour  
 1 1-Nera Ceramic Brush  
 1 4-Nera Ceramic Brush  
 1 Tweezer

MiYO Artist Toolkit

**295,-**

Setprijs

## MiYO Mengpallet 31

Naast de Artist Toolkit is het MiYO mengpallet een zeer handige aanvulling op uw gereedschappen. Op deze MiYO mengpallet zijn alle MiYO kleuren reeds aangegeven, waardoor verwarring niet kan ontstaan. De mengpallet is afsluitbaar en de glasplaat met 31-gaatjes is uitneembaar, waardoor de mengpallet eenvoudig te reinigen is. Verkrijgbaar voor MiYO Color+ en MiYO Pink.



MiYO Mengpallet

**87,50**

Stukprijs

miyo liquid ceramic



**INSTRUCTIEBOEK**

Instructieboek

**19,95**


Stukprijs



JENSEN DENTAL

## MiYO Instructieboek

Het 57 pagina's tellende Nederlandstalige Instructieboek is een absolute "Must-Have". In dit instructieboek worden alle mogelijkheden van MiYO en MiYO Pink besproken aan de hand van tekst, foto's en schema's. Door het speciale afneembare papier en de metalen ringband kan hij makkelijk op het werkblad neergelegd worden om als gids te dienen bij de te maken restauraties.



miyo liquid ceramic

## September – MiYO Maand Actiepakketten

### AKTIE-PAKKET 1

- 1 MiYO Color+ Kit
- 1 MiYO Pink Kit
- 1 MiYO Instructieboek

Aktieprijs € 1.375,00

### AKTIE-PAKKET 2

- 1 MiYO Color+ Kit
- 1 MiYO Artist Toolkit
- 1 MiYO Instructieboek

Aktieprijs € 1.135,00

### AKTIE-PAKKET 3

- 1 MiYO Pink Kit
- 1 MiYO Artist Toolkit
- 1 MiYO Instructieboek

Aktieprijs € 795,00