

Unsere abgebildeten Instrumente sind autoklavier- und thermodesinfizierbar!

Ausgenommen die mit * markierten Artikel



Kronenabnehmzange 49590

Inhalt: 20 Ersatzbacken (sterilisierbar) + Haftpulver

SET 225,30 €

Kronenabnehmer Set 19327

Inhalt: 1105, 3 Abnehmhaken, Montageschlüssel

SET 166,85 €

- mit Spannfeder
- in 3 Stufen einstellbar

Mikro-SET 124943

Inhalt: je 1x Ölstift, Pinzette - 16cm, Mikro-Nadelhalter - 16cm, Mikro-Schere - 16cm

SET 320,80 €

Paro-SET 58479

Inhalt: GRACEY - 972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14, HYGIENIST - 972/H6-H7, Tray 3029-CLIP56-WE

SET 170,05 €

Mundkeile-Set 210747

Inhalt: L, M, S mit Kette

SET 65,45 €

NEU!

L - für Erwachsene, groß
M - für Erwachsene, mittel
S - für Kinder

Composite-SET 201942

Inhalt: je 1x SF-1051/14-HBL, SF-1051/95-GE, SF-1051/104-OR, SF-1051/108-BR, SF-1051SF/1-BL, SF-1051/Carve-PK

SET 177,65 €

Fig. Carve SF/1 14 108 95 104

Paro-SET 130618

Inhalt: je 1x GRACEY - SF-972/5-6-GE, 7-8-BR, 11-12-OR, 13-14-BL, HYGIENIST - H6-H7-HBL

SET 114,85 €

Fig. 13-14, 11-12, 7-8, 5-6

Mundspiegelgriffe

Art.-Nr.	Form	Preis
35617	hohl	6,90 €
89298	massiv	13,20 €
64141	hohl	5,- €
48415	massiv	9,45 €
48482	hohl	6,15 €
48482	hohl	11,85 €

In folgenden Farben erhältlich:

- 28715
- 28714
- 28713
- 28716
- 28717

ERGOFORM
Kunststoffgriff bis 200°C sterilisierbar

Mundspiegel TwinSide, doppelseitig

57528 Ø 22mm plan, 6er-Pack

Pack. 24,95 €

FRONT SURFACE

- doppelseitig

Mundspiegel OneSide, einseitig

125002 Ø 22mm plan, 6er-Pack

Pack. 19,95 €

FRONT SURFACE

COMFORT PLUS

Mundspiegel 12er-Pack

125158 Ø 22mm plan, Standard

Pack. 12,45 €

STANDARD

125159 Ø 22mm FRONT SURFACE

Pack. 24,95 €

Provisoren-abnehmzange

19325 18cm

99,90 €

Kronenaufbiegezange

60769

diamantähnliche TITAN CARBIDE Beschichtung

119,15 €

sehr hartes und griffiges Material

Kronenaufbieger

68746 UNIVERSAL

62,50 €

Serviettenketten

212390

Inhalt: 6x 212387

SET 56,95 €

NEU!

ROSTFREI

- Handliche Clips mit Daumenkehle zur schnellen und sicheren Fixierung der Serviette.
- Sehr angenehme Trageeigenschaft der Kette (Schmuckkette)
- Mattiertes Design zur Vermeidung von Blendwirkungen
- Geeignet für die Aufbereitung im Thermodesinfektor und Autoklav

212387 je 11,30 €

LiquidSteel-Passion ist unser Auftakt in eine neue Ära von Design, Ergonomie, Schärfe und Langlebigkeit von Handinstrumenten. Ein spezieller *HIGH-TECH-STAHL mit einer Härte von bis zu 63HRC zeichnet sich durch hohe Abriebbeständigkeit, Schnitthaltigkeit und außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit aus. Eingehende Materialtests in einem zertifizierten Labor sowie Testreihen in Zahnarztpraxen und Universitäten - national wie international - bestätigen eine hervorragende Longlife Performance. Komplett computergesteuerte Fertigung der Arbeitsenden für höchste Präzision.



CRYOSTEEL ice-tuned
CRYOSTEEL ice-tuned
ALLE FEST IM GRIFF...
...mit der neuen Pad3 Grifftechnik. Spezielle Fingerringe sorgen für optimierte Haptik, Takttilität und sichere Führung des Instruments bei reduziertem Kraftaufwand.
BETTER TECHNOLOGY FOR A BETTER WORK

*Gracey Kuretten extrem scharf, grazil und langlebig

Art.-Nr.	Form	Preis
217587	Universal	je 29,90 €
217591	Universal	je 29,90 €
217592	Universal	je 29,90 €
217593	Universal	je 29,90 €
217594	Universal	je 29,90 €
217588	Universal	je 29,90 €
217589	Universal	je 29,90 €
217590	Universal	je 29,90 €

*Scaler und Kuretten extrem scharf und langlebig

Art.-Nr.	Form	Preis
217595	Standard	je 29,90 €
217583	Universal	je 29,90 €
217584	Universal	je 29,90 €
217585	Universal	je 29,90 €
217586	Universal	je 29,90 €
217582	Universal	je 29,90 €

Luxationsinstrumente

sehr fein, flache Kehlung, leicht scharfe Arbeitsenden

Art.-Nr.	Form	Preis
45434	2,5mm gerade	je 29,95 €
49798	3,0mm gerade	je 29,95 €
45436	4,0mm gerade	je 29,95 €
49800	5,0mm gerade	je 29,95 €
45489	2,5mm gebogen	je 29,95 €
49801	3,0mm gebogen	je 29,95 €
45606	4,0mm gebogen	je 29,95 €
49802	5,0mm gebogen	je 29,95 €

Luxationsinstrumente
Instrumente zum Durchtrennen der zahnfixierenden Ligamente. Die sehr flache und scharfkantige Form der Arbeitsenden erlaubt ein schonendes Eindringen in den Parodontalspalt. Die Luxationsinstrumente gibt es in den 8 abgebildeten Formen.

45434 49800 45606 49798
45489 49802 45436 49801

BLACK Plasma

Zahnfleischschere-Set

221874

Inhalt: 12cm gerade, 12cm gebogen

SET 59,95 €

NEU!

Mundspiegel CARL

221873 Ø 22mm plan, 6er-Pack

FRONT SURFACE

Pack. 19,95 €

Mundspiegel CARLA

221872 Ø 22mm plan, 6er-Pack

FRONT SURFACE

- doppelseitig

Pack. 24,95 €

NEUES DESIGN!

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“
Angebot solange der Vorrat reicht, gültig bis 31.12.2024. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc. Abweichungen vom Originalprodukt aufweisen.
Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TC - Hartmetall

- verschleißarm
- höhere Lebensdauer
- sichere Führung der Nadeln

Nadelhalter

74901 CRILE-WOOD 15cm 99,85 €	20526 LICHTENBERG 17cm 125,10 €	34834 16cm 34873 18cm 16cm + 18cm 186,60 €	107095 gebogen 18cm 196,95 €
--	--	---	---------------------------------------

Nadelhalter

64121 14cm MATHIEU 14cm + 17cm 62,55 €	29488 gebogen 18cm 258,35 €
---	--------------------------------------

Kieferhöhlensonde

66968 fein 19,95 €

Wundhaken

64254 42x10mm 62,50 €	64129 sehr gut geeignet für WSR (Wurzelspitzenresektion) 49,- €
-----------------------------	---

Vestibulumabhalter

74510 15cm 87,50 €

Wurzelsplitterheber

71927 sehr fein, 1,8mm breit 46,20 €	49807 diamantiert sehr fein, 1,8mm breit 81,95 €
--	--

Periotom

203281 zur Trennung der Sharpey Fasern mit biegsamem TITAN Arbeitende, welches immer in die Ausgangsposition zurück geht (Memory Effekt). 75,05 €

Scharfe Löffel

217531 2,2mm 29,90 €	217532 5,0mm 29,90 €
----------------------------	----------------------------

LiquiSTEEL

65815 2,0mm 25,- €	50356 2,0mm 25,- €	65816 2,8mm 25,- €	65817 3,5mm 25,- €	66963 3,8mm 25,- €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Hohlmeißelzangen

64134 FRIEDMANN 14,5cm 125,05 €	64131 MINI-FRIEDMANN sehr fein 125,05 €
--	---

Zahnzange

19345 obere Wurzeln diamantiert WITZEL 125,05 €

Chirurgische Pinzetten

64106 14,5 cm 12,45 €	64107 14,5 cm 12,45 €	20543 15 cm sehr fein 28,55 €	20544 15 cm sehr fein 28,55 €
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Zahnpinzetten

82691 kräftiges Modell 18,75 €	64143 COLLEGE 18,75 €	64145 COLLEGE 10,- €	56628 MERIAM 10,- €
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

Artikulationspapierpinzetten

64142 MILLER, gerade, 16cm 18,75 €	88616 diamantierter UNIVERSAL Pinzette z.B. zum Halten von Keramik-inlays 50,- €
--	--

Zahnfleischscheren

64111 gebogen, 12cm 35,- €	64109 gebogen, 10,5cm 39,- €
----------------------------------	------------------------------------

SuperCUT

49490 IRIS gebogen, 12cm 49,- €	123678 KELLY gebogen, 16cm 69,- €
---------------------------------------	---

TC - HARTMETALL

103507 15cm, CASTROVIEJO 100,05 €	29479 18cm, CASTROVIEJO 179,- €
---	---------------------------------------

Fadenschere

64117 11,5cm 45,50 €	37046 13,5cm 46,80 €
----------------------------	----------------------------

Raspatorien

66964 WILLIGER 6mm 33,70 €	20527 MOLT 5mm 43,85 €	85977 GLUCKMANN 3mm 43,85 €	20528 GLUCKMANN 4mm 43,85 €
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Freier

64136 5mm 39,25 €	33868 5mm 43,85 €	83161 5mm 43,85 €	74496 4mm 43,85 €
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Prichard

217541 4,5mm 29,90 €	217542 4,5mm 29,90 €
----------------------------	----------------------------

Luxationsinstrumenten-SET

49797 Inhalt: 588/1, 2, 3, 4 + 993 (Schleifstein) SET 124,90 €
--

Zahnzangen-Set

209962 Inhalt: 10 Formen (6x OK + 4x UK) SET 949,- €*

Wurzelsplitter und ENDO Zange

206734 je 154,95 €	210355 Inhalt: 206734, 208698 SET 237,35 €
-----------------------	--

Zylinderampullenspritze - EDELSTAHL

205013 83,35 €

Zahnzangen-Set

Formen/Oberkiefer Frontzahn 210549 Prämolare 210559 Molare, rechts 210553 Molare, links 210554 Wurzeln 210557 Weisheitszahn 210558	Formen/Unterkiefer Front + Prämolare 210550 Molare, rechts + links 210555 Wurzeln 210556 Weisheitszahn 210560
--	---

Zahnzangen-Set

64253 Inhalt: 10 Formen (6x OK + 4x UK) SET 517,70 €
--

Sicherheitsständer

115304 SECURE 93,95 €

Zylinderampullenspritze

31808 mit 3 Aspirationshaken 62,55 €
--

Intraligamentäre Spritze

98827 metrisches Gewinde 247,95 €

Sterile Einwegskalpelle*

10er-Pack 49354 61092 215648 202442 48127 je Pack 6,45 €

Skalpellklingenhalter

64120 6,90 €	53504 34,15 €
-----------------	------------------

Skalpellklingen*

100er-Pack (steril) 82970	59418	23512 je Pack 29,90 €	57581	49973	78863 je Pack 38,50 €
---------------------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------------------------

MIKRO-Skalpellklingen

29477* 10er-Pack 50,- €	29476* 1 Stück 12,40 €
-------------------------------	------------------------------

MIKRO-Skalpellklingenhalter

103504 62,50 €

Ölstifte 2er-Set

95425 SET 25,- €

Matrizenspanner

123183 TOFFLEMIRE Universal 30,- €	130611 TOFFLEMIRE Junior 30,- €
--	---------------------------------------

Wurzelheber - Pfeilspitze

19344 ARROW n. BERNARD 62,50 €	19343 ARROW n. BERNARD 20,- €
--------------------------------------	-------------------------------------

Zahnzangen-Set

64253 Inhalt: 10 Formen (6x OK + 4x UK) SET 517,70 €
--

Wurzelheber - Pfeilspitze

19344 ARROW n. BERNARD 62,50 €	19343 ARROW n. BERNARD 20,- €
--------------------------------------	-------------------------------------

Zahnzangen-Set

64253 Inhalt: 10 Formen (6x OK + 4x UK) SET 517,70 €
--

Formen/Oberkiefer

64243 Frontzahn	64244 Prämolare	64246 Molare, rechts	64247 Molare, links	64250 Wurzeln	64251 Weisheitszahn
--------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------------------

Formen/Unterkiefer

64245 Front + Prämolare	64248 Molare, rechts + links	64249 Wurzeln	64252 Weisheitszahn
----------------------------	---------------------------------	------------------	------------------------

Sicherheitsständer

115304 SECURE 93,95 €

Zylinderampullenspritze

31808 mit 3 Aspirationshaken 62,55 €
--

Intraligamentäre Spritze

98827 metrisches Gewinde 247,95 €

Intraligamentäre Spritze

98827 metrisches Gewinde 247,95 €
