



get it!
NSK Aktionsangebote

HERBST/WINTER · 1. SEPTEMBER BIS 31. DEZEMBER 2024



Neu VarioSurg 4



Varios Combi Pro



4+1



Surgic Pro2

und weitere tolle Angebote.

Turbinen

Beispiellose Durchzugskraft

Die **neue** Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890 Mit bis zu 44 Watt Leistung*

*Modell Z990L bei Luftdruck 4,2 bar

Leistung, Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit: Die neue Ti-Max Z Turbine, die auch mit Mini-Kopf erhältlich ist, schafft echten Mehrwert für die zahnärztliche Behandlung - auch mit dem Blick auf die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten.



1
Effektive
Schneidleistung -
kürzere Eingriffe



2
Maximale
Sicherheit



3
Mehr Komfort
und Benutzer-
freundlichkeit



Alle Vorteile
entdecken:



- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Keramikgugellager • Clean-Head-System
- Vierfach-Spraykühlung • Einfacher Rotorwechsel • 100° Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERC HUCK®

2 Jahre Garantie

Standard-Kopf (Ø 12,1 x H 12,7 mm) **mit Licht**

4+1

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

- für NSK PTL Kupplung

Ti-Max Z990KL

REF. PA23750001

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z990SL

REF. PA23770001

- für Sirona® Schnellkupplung

Ti-Max Z990WL

REF. PA23870001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

990€*
1.345€*

Mini-Kopf (Ø 10,6 x H 10,8 mm) **mit Licht**

4+1

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

- für NSK PTL Kupplung

Ti-Max Z890KL

REF. PA23740001

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z890SL

REF. PA23760001

- für Sirona® Schnellkupplung

Ti-Max Z890WL

REF. PA23860001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

990€*
1.345€*

Micro-Kopf (Ø 9,0 x H 10,8 mm) **mit Licht**

4+1

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

- für NSK PTL Kupplung

895€*
953€*

Ti-Max Z micro KL

REF. PA2358

- für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung

Ti-Max Z micro SL

REF. PA2359

- für Sirona® Schnellkupplung

Ti-Max Z micro WL

REF. PA23610001

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

967€*
1.073€*

NEU

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z990 / Z890 Serie sind zu den oben angegebenen Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke

Ti-Max Z

KOMFORT IN IHREN HÄNDEN

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • Integrierter Mikrofilter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jahre Garantie**



4+1

mit Licht **1:5**

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager
- Zwei-Wege Sprayfunktion

1.150€*
1.366€*



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

780€*
874€*



4+1

mit Licht **4:1**

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

890€*
1.012€*



4+1

mit Licht **1:4,2**

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Licht-Winkelstück
- 1:4,2 Übersetzung
- Zwei-Wege Sprayfunktion
- Keramikugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

1.251€*
1.366€*

4+1 AKTION

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 bis 4 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket.

Airscales der Serie Ti-Max S970 sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.



Ti-Max X

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

 **2 Jahre Garantie**



4+1

mit Licht **1:5**

Ti-Max X95L

REF. C600

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

967€*
1.132€*



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max X25L

REF. C601

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

710€*
834€*



4+1

mit Licht **4:1**

Ti-Max X15L

REF. C602

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

813€*
938€*



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max X65L

REF. H273

- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung


844€*
920€*

Hand- und Winkelstücke / Turbinen

S-Max M

• Edeltstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter

2 Jahre Garantie



4+1

mit Licht **1:5**

S-Max M95L
REF. C1023

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

854€*
894€*



4+1

mit Licht **1:1**

S-Max M25L
REF. C1024

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

607€*
673€*



4+1

mit Licht **4:1**

S-Max M15L
REF. C1025

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

679€*
799€*



4+1

ohne Licht **1:1**

S-Max M65
REF. H1008

- Handstück ohne Licht
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

462€*
490€*

• Edeltstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung

2 Jahre Garantie



4+1

Standard-Kopf (Ø 12,1 × H 13,3 mm) mit Licht

S-Max M900L
REF. P1254

- für NSK PTL Kupplung

648€*
691€*

S-Max M900KL
REF. P1258

- für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung

710€*
776€*

S-Max M900SL
REF. P1262

- für Sirona® Schnellkupplung

710€*
776€*

S-Max M900WL
REF. P1266

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

710€*
776€*

Mini-Kopf (Ø 10,6 × H 12,4 mm) mit Licht

S-Max M800L
REF. P1253

- für NSK PTL Kupplung

648€*
691€*

S-Max M800KL
REF. P1257

- für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung

710€*
776€*

S-Max M800SL
REF. P1261

- für Sirona® Schnellkupplung

710€*
776€*

S-Max M800WL
REF. P1265

- für W&H® Roto Quick® Kupplung

710€*
776€*


Hinweis: Turbinen der S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



3-Stufen Power Control Ring



Optimaler Zugang

4+1



mit Licht

Ti-Max S970L
REF. T1005

- für NSK PTL Kupplung

1.073€*

mit Licht

Ti-Max S970KL
REF. T1013

- für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung

1.188€*

mit Licht

Ti-Max S970SL
REF. T1015

- für Sirona® Schnellkupplung

1.188€*

Varios Combi Pro

DIE VARIABLE 2-IN-1-PROPHYLAXE- UND PERIOKOMBINATION

2 IN 1 ULTRASCHALL × PULVERSTRAHL

Basisset

Varios Combi Pro

REF. Y1002843

Das Varios Combi Pro Basisset enthält:

- Steuergerät
- Ultraschalleinheit inkl. LED-Handstück
- Supragingivales Pulverstrahlkit
- Multifunktions-Fußschalter
- Ultraschall-Aufsätze G4, G8 und G16
- Weitere Accessoires

5.073€*

Unboxing
Varios Combi Pro



Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+C

Ultraschall-Scaler und Pulverstrahlgerät
Varios Combi Pro Basic Set
REF. Y1002843



+ **Perio-Kit****
REF. Y1003042
Subgingivale Anwendung



+ Zusätzliches Ultraschall-Handstück
Varios2 LUX HP mit Licht
REF. E351050



+ Praktischer Gerätewagen für Varios Combi Pro
iCart Prophy
REF. S9095



7.365€*
7.913€*

Sparen Sie **548€**

**Das Perio-Kit kann optional nach Wunsch auch durch ein Prophy-Kit ersetzt werden.

Varios Combi Pro GIGAPAKET P4+

Ultraschall-Scaler und Pulverstrahlgerät
Varios Combi Pro Basic Set
REF. Y1002843



+ **Perio-Kit****
REF. Y1003042
Subgingivale Anwendung



+ **Prophy-Kit**
REF. Y1003771
Supragingivale Anwendung



+ Zusätzliches Ultraschall-Handstück
Varios2 LUX HP mit Licht
REF. E351050



7.085€*
7.761€*

Sparen Sie **676€**

**Das Perio-Kit kann optional nach Wunsch auch durch ein Prophy-Kit ersetzt werden.

Varios Combi Pro SPARPAKET P4 light

Ultraschall-Scaler und Pulverstrahlgerät
Varios Combi Pro Basic Set
REF. Y1002843




+ **Perio-Kit****
REF. Y1003042
Subgingivale Anwendung



5.599€*
6.030€*

Sparen Sie **431€**

**Das Perio-Kit kann optional nach Wunsch auch durch ein Prophy-Kit ersetzt werden.



Pulverstrahlkit für
Supra-Anwendung
Prophy-Kit
REF. Y1003771

897€*



Pulverstrahlkit
für Sub-Anwendung
Perio-Kit
REF. Y1003042

957€*



Ultraschall-
Handstück mit LED
Varios2 LUX HP
REF. E351050

834€*

Prophy-Mate neo

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P1

Luftbetriebenes Zahnpoliersystem
Prophy-Mate neo
REF. NACH WAHL



+ Zusätzliches Handstück mit 60° Düse
PMN-HP
REF. T797010



+ Reinigungspulver auf Kalziumbasis
FLASH pearl 4 x 300g
REF. Y900698



1.143€*

1.443€*

Sparen Sie **300€**



Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y135029	967€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y135030	1.014€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y135031	1.014€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y135032	1.014€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y135033	1.014€*

MEGAPAKET P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

SPARPAKET P1 & P2 IN KOMBINATION

2.297€* 3.106€* **Sparen Sie 809€**



Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG



SPARPAKET P2

Biofilm Eraser
Perio-Mate
REF. NACH WAHL



+ Zusätzliches Handstück
PER-HP
REF. T1043010



+ Glycinpulver
Perio Mate Powder 2 x 160g
REF. Y900938



1.308€*

1.663€*

Sparen Sie **355€**



Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y1002654	1.132€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y1002655	1.193€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y1002656	1.193€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y1002657	1.193€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y1002658	1.193€*

Prophylaxepulver

FÜR DEN LANGEN ERHALT SCHÖNER UND GESUNDER ZÄHNE

Mehr erfahren



Reinigungspulver
auf Kalziumbasis

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 x 300g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 54µm
- Anwendung: supragingival

91€*



Glycinpulver

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4 x 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival

122€*



Glycinpulver

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 x 160g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 25µm
- Anwendung: supragingival und subgingival

73€*

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

- iPiezo-Steuerelektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- LED-Lichttechnologie
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss

Das Varios 970 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln



NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.



Ultraschallgerät **mit Licht**

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

2.924€*

Ultraschallgerät **ohne Licht**

Varios 970

REF. Y1004160

2.565€*

SPARPAKET P5-A

Ultraschallgerät mit Licht
Varios 970 Lux

REF. Y1004161



+ Zusätzliches Handstück mit Licht
VA2-LUX-HP **mit Licht**

REF. E351050



2.999€*

3.758€*

Sparen Sie **759€**

SPARPAKET P5-B

Ultraschallgerät ohne Licht
Varios 970

REF. Y1004160



+ Zusätzliches Handstück ohne Licht
VA2-HP **ohne Licht**

REF. E350050



2.699€*

3.042€*

Sparen Sie **343€**

Dentalhygiene



iProphy Komplettset

REF. Y1500015

- Mit iFX57 Kopf
- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich

999€*

1.269€*

Sparen Sie **270€**



ohne Licht **16:1**

Ti-Max X57

REF. C619

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

476€*



ohne Licht **4:1**

FX57m

REF. C1054

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

286€*

Chirurgie

Osseo 100

ZUR BEURTEILUNG DER OSSEOINTEGRATION

Osseo 100+ ermittelt berührungslos den Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) und kann über Bluetooth® mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass die Übermittlung des ISQ Wertes über eine gemeinsame Schnittstelle möglich ist.



Osseo 100
Nur 3 Schritte sind nötig. Mehr dazu im Video.



Osseo 100+
Die Verbindung mit Surgic Pro2 ist ganz einfach. Mehr dazu im Video.

Osseo 100

REF. Y1004175


2.311€*

Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung

Osseo 100+

REF. Y1004176

2.654€*



MulTIpeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MulTIpeg™

37,60€*



Wiederverwendbarer MulTIpeg™

- Erhältlich für alle gängigen Implantatsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™



¹⁾ Es stehen verschiedene MulTIpeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Zur aktuellen MulTIpeg Liste:



iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

Prothetikschräuber

iSD900

REF. Y1001358

1.597€*

1.784€*

Sparen Sie **187€**



Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM

Das Surgic Pro2 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- SGL80M LED-Mikromotor bzw. SG80M-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro2 OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro2 NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Alle guten Gründe für Surgic Pro2 entdecken.

Komplettsset **ohne Licht**

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

3.711€*

Komplettsset **mit Licht**

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

4.870€*

SPARPAKET S6-B

Komplettsset
Surgic Pro2 NON-OPT
REF. Y1004196



+ Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)
S-Max SG20 ohne Licht
REF. C1010



+ Chirurgie-Handstück (1:1)
SGS-ES ohne Licht
REF. H264



4.429€*

4.974€*

Sparen Sie **542€**

SPARPAKET S7-B

Komplettsset
Surgic Pro2 OPT
REF. Y1004195



+ Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)
Ti-Max X-SG20L mit Licht
REF. C1003



+ Chirurgie-Handstück (1:1)
Ti-Max X-SG65L mit Licht
REF. H1009



6.129€*

6.941€*

Sparen Sie **812€**

Surgic Pro2 + Osseo 100+

SPARPAKET S6

Komplettsset
Surgic Pro2 NON-OPT
REF. Y1004196



+ **Osseo 100+**
REF. Y1004176



5.037€*

6.365€*

Sparen Sie **1.328€**

SPARPAKET S7

Komplettsset
Surgic Pro2 OPT
REF. Y1004195



+ **Osseo 100+**
REF. Y1004176



6.067€*

7.524€*

Sparen Sie **1.457€**



Chirurgieinstrumente



mit Licht 20:1
Ti-Max X-DSG20L
REF. C1068

1.247€*

ohne Licht 20:1
Ti-Max X-DSG20
REF. C1067

1.014€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Zerlegbar



mit Licht 20:1
Ti-Max X-SG20L
REF. C1003

1.128€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



ohne Licht 20:1
S-Max SG20
REF. C1010

785€*

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



ohne Licht 20:1
SGX-E20R
REF. HA1200

1.384€*

- Zygoma-Winkelstück speziell für Eingriffe und Implantationen am Jochbein
- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



mit Licht 1:1
Ti-Max X-SG65L
REF. H1009

943€*

ohne Licht 1:1
Ti-Max X-SG65
REF. H1038

585€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



ohne Licht 1:1
SGS-ES
REF. H264

475€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück



ohne Licht 1:1
SGA-ES
REF. H263

645€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück mit 20°-Winkel



mit Licht 1:1
Ti-Max X-SG25L
REF. C1011

776€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



mit Licht 1:3
Ti-Max Z-SG45L
REF. C1107

1.168€*

ohne Licht 1:3
Ti-Max Z-SG45
REF. C1108

911€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper
- 45° Kopfwinkel



mit Licht 1:3
Ti-Max X-SG93L
REF. C1004

1.158€*

ohne Licht 1:3
Ti-Max X-SG93
REF. C1007

922€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper



ohne Licht 20:1
SGMS-ER20i
REF. Y110147

699€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Inkl. 2 Tiefenstopper
- Kopf und Unterteil trennbar



ohne Licht 20:1
SGM-ER20i
REF. Y110127

591€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Kopf und Unterteil trennbar

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

ohne Licht

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Komplettsset ohne Licht
inkl. Winkelstück S-Max SG20 (20:1)

3.372€*

mit Licht

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Komplettsset mit Licht (LED)
inkl. Licht-Winkelstück
Ti-Max X-SG20L (20:1)

4.497€*

mit Licht

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585

Komplettsset mit Licht (LED) und
Datenspeicherung (USB) inkl. zerlegbarem
Licht-Winkelstück Ti-Max X-DSG20L (20:1)

4.835€*

SPARPAKET S1-A

Komplettsset

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ S-Max SG20 ohne Licht

REF. C1010



Chir.-Handstück (1:1)

+ SGS-ES ohne Licht

REF. H264



4.017€*

4.632€*

Sparen Sie **615€**

SPARPAKET S2-A

Komplettsset

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-SG20L mit Licht

REF. C1003



Chir.-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



5.614€*

6.568€*

Sparen Sie **954€**

SPARPAKET S3-A

Komplettsset

Surgic Pro+ OPT-D

REF. Y1003585



Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1)

+ Ti-Max X-DSG20L mit Licht

REF. C1068



Chir.-Handstück (1:1)

+ Ti-Max X-SG65L mit Licht

REF. H1009



5.974€*

7.025€*

Sparen Sie **1.051€**

Chirurgie

Neu VarioSurg 4

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED



mit Licht

VarioSurg 4

REF. Y1500706

6.490€*

mit Licht

VarioSurg 4 w/o FC

REF. Y1500712

5.495€*

Zur Kombination mit Surgic Pro2, ohne Fußsteuerung.

Inhalt VarioSurg 4 Kompletzset:

- Steuereinheit
- LED-Handstück mit 2m-Kabel
- FC-86 Fußsteuerung
- Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (3 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Funktionen

- 3 Modi (SURG, ENDO, PERIO)
- Auswählbarer Burst-Modus (3 Frequenzen)
- 9 Programme (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- LED-Lichtintensität einstellbar
- Automatischer Reinigungsmodus
- Feedback-Funktion
- Auto-Tuning-Funktion
- Dynamic Link Funktion

Anwendungen

- Orale Chirurgie**
 - Knochenchirurgie
 - Schaber
 - Sinus-Lift
 - Extraktion
 - Sinus-Membran-Ablösung
 - Implantatvorbereitung
- Perio**
 - Zahnsteinentfernung
 - Perio (Wurzelglättung)
 - Implantaterhaltung
 - Retrograde Endo



Smartes und intuitives Bedienfeld

SPARPAKET V2

Kompletzset mit kabelloser Fußsteuerung
VarioSurg 4

REF. Y1500706

Das Set ohne Fußsteuerung ist nicht im Rahmen des Sparpaketes V2 erhältlich



+ 3 Aufsätze nach Wahl zusätzlich

Beispiel



+ Aufsatzhalter

REF. Z221086

55€*



6.490€*

Sparen Sie bis zu 760€



Leistungsstarkes Handstück mit superschlankem Design



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg 4 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen.

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

ZWEI GERÄTE. EINE LÖSUNG. UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN.



Einfache Verbindung von Surgic Pro2 und VarioSurg 4



Dank integrierter Bluetooth®-Funktion lässt sich VarioSurg 4 in wenigen Schritten mit dem chirurgischen Mikromotorsystem Surgic Pro2 verbinden. Die Bedienung beider Geräte erfolgt komfortabel über eine gemeinsame kabellose Fußsteuerung: Für einen effizienten und ergonomischen Arbeitsablauf.

SPARPAKET S10+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ **Ti-Max X-SG20L** mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ **Ti-Max X-SG65L** mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ **VarioSurg 4 w/o FC** mit Licht

(ohne Fußsteuerung)

REF. Y1500712



Verbindungshalterung

+ **Link Stand 3**

REF. ZA16230001



10.499€*

12.820€*

SPARPAKET S11+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht

REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ **Ti-Max X-SG20L** mit Licht

REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ **Ti-Max X-SG65L** mit Licht

REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ **VarioSurg 4 w/o FC** mit Licht

(ohne Fußsteuerung)

REF. Y1500712



Gerätewagen

+ **iCart Duo**

REF. S9090



11.499€*

13.593€*

Mobile Zahnmedizin

Ob in der häuslichen Pflege, in Schulen oder auf humanitären Einsätzen, die mobilen Dentaleinheiten von NSK lassen sich ganz leicht transportieren und an jedem Ort mit Stromanschluss einsetzen.

VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

VIVA ace

REF. Y1003773

Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler

11.003€*

Nur 8,5 kg Gewicht



SPARPAKET M2

Komplettsset
VIVA ace
REF. Y1003773



+ Licht-Winkelstück (1:5)
S-Max M95L mit Licht
REF. C1023



11.011€*

11.897€*

Sparen Sie 886€



Dentalone

DIE MOBILE DENTALEINHEIT

Ausstattung:

- Bürstenloser Mikromotor NLX nano mit LED-Beleuchtung
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LED
- Multifunktions-spritze mit LED
- Speichelsauger
- Großes, beleuchtetes Steuerungsdisplay
- Instrumententräger mit Auto-Select-Funktion
- Fußschalter
- Stromanschluss erforderlich

Dentalone

REF. S9070

12.740€*



SPARPAKET M1

Die mobile Dentaleinheit
Dentalone

REF. S9070

+ Licht-Winkelstück (1:5)
S-Max M95L mit Licht
REF. C1023



12.790€*

13.634€*

Sparen Sie 844€

VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min

mit Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

1.716€*



⁽²⁾ Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.

PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten.
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung.
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik.
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid.
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop.

mit Licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Licht-Turbine mit LED-Licht

2.111€*

2.261€*

Sparen Sie **150€**

ohne Licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine ohne Licht

1.638€*

1.731€*

Sparen Sie **93€**



ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



Sets mit Torque-Handstück

- (8,7 Ncm)

1.778€*

Sets mit Compact-Handstück

- (6,0 Ncm)

1.489€*

- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät

REF Y141495

Fußgerät

REF Y141513

Tischgerät

REF Y141471

Turmgerät

REF Y141504

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät

REF Y141496

Fußgerät

REF Y141514

Tischgerät

REF Y141472

Turmgerät

REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR

- Kompaktes Design • Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb • Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min • Drehmoment: 4,1 Ncm



VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Labor-Mikromotor mit Laborhandstück

1.158€*



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- mit Mikromotor Typ ISO-E ohne Handstück

1.038€*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Typ ISO-E mit Handstück

1.214€*

Kontakt



Sara Schürer

DEUTSCHLAND NORD

PLZ 17-31, 34, 37, 38

✉ schuerer@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9100865



Ronald Fork

DEUTSCHLAND WEST

PLZ 32-33, 40-53, 58-59

✉ fork@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9308752



Robin Cousin

DEUTSCHLAND MITTE, SÜD

PLZ 35-36, 54-57, 60-69, 80-82, 85-86, 90-93, 97

✉ cousin@nsk-europe.de

☎ +49 (0)173 2567210



Katja Weigelt

DEUTSCHLAND SÜD-WEST

PLZ 70-79, 87-89

✉ weigelt@nsk-europe.de

☎ +49 (0)173 7013661



Frank Teichert

DEUTSCHLAND OST

PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99

✉ teichert@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9302240



Ewald Stadlbauer

DEUTSCHLAND SÜD-OST: PLZ 83-84, 94

ÖSTERREICH: NIEDERÖSTERREICH,
OBERÖSTERREICH, SALZBURG, VORARLBERG, TIROL

✉ stadlbauer@nsk-europe.de

☎ +43 (0)664 5110061




Erwin Kornberger

ÖSTERREICH: WIEN, BURGENLAND, STEIERMARK,
KÄRNTEN, OSTTIROL, NIEDERÖSTERREICH (OST)

✉ kornberger@nsk-europe.de

☎ +43 (0)664 1006343



* Alle Preise zzgl. ges. MwSt. Alle Preise gültig bis 31. Dezember 2024. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den attraktiven NSK-Angeboten.



NSK Newsletter
abonnieren
und nichts mehr
verpassen



NSK Webshop



nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalDeutschland



nskdentaleurope