

DENTALsmash

GC Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Initial Zirconia Coloring Liquid Einfärbe-System auf Wasserbasis für Zirkoniumdioxid

- Schnell, berechenbarer und bestechend individuell
- Bietet die beste Basis für ein Keramikfinish mit IQ ONE SQIN
- Ein Liquid, Zwei Techniken: Malen oder Tauchen

221919

Set 12 x 50 ml Liquid (body A, body B, body C, body D, cervical A, cervical B, cervical C, cervical D, effect grey, effect blue, effect neutral), 4 x 25 ml Marking Liquid (red, blue, yellow, green), 1 technisches Handbuch

221920

Intro Kit 4 x 50 ml Liquid (body A, cervical A, effect grey, neutral), 2 x 25 ml Marking Liquid (red, blue), 1 kurze Gebrauchsanweisung

Aktionspreis
134,90



Aktionspreis
357,-

neu

GC

221921

Flasche 50 ml Liquid body A



Aktionspreis
37,90

221934

Flasche 25 ml Marking Liquid blue



Aktionspreis
17,70



GC FUJIROCK® EP Premium Line / EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenstärke und hohe Drucksensibilität erfordern. Die Premium Line wurde entwickelt für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten.

123785

Packung Premium 4 kg Gips Polarweiß

Aktionspreis
28,50

57033

Eimer Classic 12 kg Gips Goldbraun

Aktionspreis
59,95

Zahnlager Dental-Union

Wir bieten Ihnen Europas größtes Zahnlager mit über 17.000 verschiedenen Zahngarnituren der führenden Hersteller wie Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent, Shofu und VITA.

Hohe Qualität. Schnelle Lieferung. Komfortabler Service.



 Dentsply
Sirona

 ivoclar
vivadent



VITA

Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

208408
 Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

208439
 Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

Aktionspreis
172,70



Aktionspreis
201,50



Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.



204631
 Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

204632
 Disk Ø 98 mm H 25 mm, A3



Aktionspreis
192,-



Aktionspreis
240,-

Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

128760
 Disk Ø 98 mm H 20 mm, A3, Multilayer



Aktionspreis
91,70

VITA VIONIC® BASE DISC HI

Ein neues Qualitätslevel für Ihre digital gefertigte Prothese mit VITA VIONIC® BASE DISC HI. VITA VIONIC® BASE DISC HI sind vorgefärbte dentale Fräsrohlinge aus schlagzähem PMMA für die Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz

218074



Disc Ø 98,5 mm, H 30 mm,
classic pink translucent

Aktionspreis
50,50



VITA

VITA VIONIC® WAX
Wax Base Disc

Pink
Ø 98,4 / h 30 mm

VITA Zahnfabrik
Spitalgasse 3
D-79713 Bad Säckingen
Germany

CE

Aktionspreis

40,50

VITA VIONIC® WAX

Sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge

131185



Disc Ø 98,4 mm, H 30 mm, pink

Starten
auch Sie
mit VITA digital
ins neue Jahr!

VITA

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Der Fräsrohling aus MRP-Komposit (anorganisch gefülltes PMMA) überzeugt durch seine Materialeigenschaften und die Qualität von VITA Premium-Konfektionszähnen. Weitere Vorteile sind die Abrasionsstabilität für langlebige Prothesen, eine hervorragende Polierbarkeit sowie anspruchsvolle Ästhetik dank integriertem Farbverlauf.

218079



Disc Ø 98,4 mm, H 20 mm, A3

Aktionspreis


109,90



VITA VIONIC® BOND multiDose

VITA VIONIC® BOND dient zur definitiven Verklebung von Prothesenzähnen mit Prothesenbasen im digital gestützten Herstellprozess von herausnehmbaren Prothesen. Die VITA VIONIC® BOND Flüssigkeiten müssen gekühlt, zwischen 5°C (41°F) und 10°C (50°F), gelagert werden. Die Haltbarkeit ab Herstellungsdatum beträgt 18 Monate. Angebrochene Flaschen VITA VIONIC® multiDose sind innerhalb von 90 Tagen nach der Öffnung zu verbrauchen.

292715



Kit COMPLETE
20 ml VIONIC BOND I multiDose,
10 ml VIONIC BOND II multiDose,
1 VIONIC BOND multiDose Messbecher 3 ml,
50 Einweg-Pinselspitzen Nylon

Aktionspreis

88,90



TORK® Xpress® PREMIUM

komprimierte, weiche Multifold-Handtücher

Doppelt so viele Tücher im Spender als bisher, aufgrund komprimierter Handtücher = halb so viel Nachfüllaufwand und enorme Zeitersparnis! Mehr Hygiene und weniger Verbrauch durch Einzeltuchentnahme. Passend für Tork H2 System sowie herkömmliche Falthandtuchspender (Tiefe: mehr als 10 cm; Breite: mehr als 22 cm). Großes (32 cm), weiches und saugfähiges Handtuch sorgt für wesentlich weniger Verbrauch.

221971


Tork Easy-Handling Verpackung, EU Ecolabel und FSC - Zertifiziert
 Karton 12 x 170 = 2.040 Tücher 2-lagig, 21,2 x 32 cm, H2 Multifold-Handtuchsystem, Premium Qualität, weiß, weich



TORK®
Tork Xpress®
Compressed Soft
Multifold Hand
Towel
 White
Premium

10 08 88
H2

12x 170

Aktionspreis
44,90



TORK®
Extra Soft
Singlefold
Hand Towel
Premium

10 02 78
H3

x15

Aktionspreis
38,90



TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende & hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche ZickZack (V-Falz) Falzung sowie Tork H3 System. Papierhandtücher Premium, saugfähig und reißfest, Tork Easy-Handling Verpackung. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert.

103927


Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher 2-lagig, extra weich, 23 x 23 cm, hochweiß

FREEPRINT® SPLINTMASTER TAFF

Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen High-End-Schienen. Erhältlich in zwei Flexibilitätsstufen: TAFF & FLEX.

219357


Flasche 1 kg Kunststoff transparent

Aktionspreis

309,-



FREEPRINT® CROWN

Premium Kunststoff zum Druck von permanenten Einzelkronen, Prothesenzähnen und langzeitprovisorischen Brücken. Das biokompatible Material bietet durch seine perfekt abgestimmte Transparenz und Opazität eine brillante und ästhetisch ansprechende Farbauswahl.

217042



Flasche 500 g
 Kunststoff 385 nm, A3




Aktionspreis

329,-

DETAX
 HIGHEND MEDICAL MATERIALS

FREEPRINT® DENTURE

Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff zum 3D Druck von herausnehmbaren dentalen Prothesenbasen. Prozesssicher durch hohe Initialhärte nach dem Druck. Niedrigviskose Einstellung für geringen Materialverbrauch und schnellere Reinigung.

205329


Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, pink-transparent

Aktionspreis

235,-





Aktionspreis
112,90

Palapress®
 (DE) Prothesenkunststoff für Teilprothesen und Reparaturen, Autopolymerisat
 (GB) Denture acrylic for partial dentures and repairs, self-curing acrylic

500 ml KULZER

Aktionspreis
62,50

PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56172

Flasche 500 ml Flüssigkeit

56169

Packung 1 kg Pulver rosa

Palapress®

Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.

82397

Flasche 500 ml Flüssigkeit

62873

Packung 1 kg Pulver rosa




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Aktionspreis
63,50



Aktionspreis
113,90



Abdampf Box

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

216543

Abdampf Box inklusive Abflussschlauch 2 m

Hersteller-
Listenpreis 1.990,-

Aktionspreis
1.679,-

Gipsmodelltrimmer HSS-88

Durchzugsstarker Trimmer mit 1.000 Watt Leistung und hoher Drehzahl 3.000 U/min. der durch Kurzschlussläufertechnik höchst verschleiß- und wartungsfrei ist. Inklusive Magnetventil. Kräftige Scheiben- und Innenraumspülung.

37822

Gipstrimmer Inklusive Diamantscheibe, 1 Meter Zuflussschlauch 1/2" Zoll, 1 Meter Abflussschlauch 1" Zoll, Schrägaufgabe im Winkel von 12°

Hersteller-
Listenpreis 3.750,-

Aktionspreis
2.899,-



WASSERMANN
Hamburg · Germany

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

216543

Abdampf Box inklusive Abflussschlauch 2 m

Hersteller-
Listenpreis 1.990,-

Aktionspreis
1.279,-



Dampfstrahler Wasi-Steam Classic II

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Manuell befüllbar, flexible Standortwahl. Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar).

209740

Dampfstrahler Edelstahl

Hersteller-Listenpreis 1.650,-



Dosperevo

Automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone. Freigegeben für alle Dubliersilikone mit dem Mischungsverhältnis 1:1, durch neuartige Fördermengenregulierung.

15281

Dosperevo rot inklusive 2 Flaschenadapter

Hersteller-
Listenpreis 2.137,85

Aktionspreis

1.799,-



Dublisisil® 20 speed

Universelles, ultraschnelles Dubliersilikon für alle Arten von Dublierungen mit einer Endhärte von 20 Shore A. Spezielle Eignung für stabile Dublierformen wie bei Geschiebe- und Fräsarbeiten durch die mittlere Endhärte.

67475

Packung Dublisisil® 20 speed
850 ml Flasche A
850 ml Flasche B

Aktionspreis

70,90



Dublisisil® 20

Dubliersilikon mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art. Endhärte: 20 Shore A. Mittlere Endhärte für stabile Dublierformen bei z. B. Geschiebe- und Fräsarbeiten.

85045

Packung Dublisisil® 20
850 ml Flasche A
850 ml Flasche B



Dublisisil® 15

Dünnfließendes Dubliersilikon mit einer Endhärte von 15 Shore A für die komplette Dubliertechnik. Sehr leicht zu entformen mit hochflexibler Endkonsistenz.

86350

Packung Dublisisil® 15
850 ml Flasche A,
850 ml Flasche B



Aktionspreis

70,90

Aktionspreis

70,90

FotoDent® insulant

Biobasiertes Isoliermittel für 3D gedruckte Kunststoffmodelle bei der Verarbeitung von Autopolymerisaten. Optimale Isolierung zwischen Kunststoff-Dentalmodell und Kunststoffplatte für das Streuverfahren im KFO-Bereich. Auch geeignet bei der Herstellung von Prothesen, wie zum Beispiel aus Castdon.

218207

Flasche 100 ml Isoliermittel



Aktionspreis

35,90

FotoDent® model 2

Speziell für neue Druckergenerationen mit 385 nm entwickelt: Lichthärtendes Harz zur Herstellung von Dentalmodellen für Kieferorthopädie und Prothetik. Schnellerer Druckprozess durch höhere Ausgabe bei gewohnter Präzision.

203862

Flasche 1 kg model 2
beige-opak, 385 nm



Aktionspreis

136,90